

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-2	6×3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B52BD	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号： 31B52BD					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Bromocresol green	g/L	39.9	9.8%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	IU/mL	219	1.3%	7	181
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	245	10%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Immage 800 Dedicated \ Nephelometry	g/L	0.301	10%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	134	10%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	35.6	10%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.454	10%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.92	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.88	4.4%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	146	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	134	10%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	mg/L	1243	1.5%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	1260	6.9%	11	242
Olympus AU400 Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	mg/L	1330	10%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	231	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	45.4	10%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1289	10%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	151	10%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.53	10%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.54	10%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.346	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.222	2.3%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6	10%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	IU/mL	77.3	7.4%	7	181
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	70.9	10%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	mg/dL	257	2%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	235	10%	<5	<100

REF	521-2	6×3mL	EXP	2025-12-22	LOT	31B52BD	更新日期：	2024-05
2 / 2								

		批号：31B52BD			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	g/L	0.858	10%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	145	10%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1970	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	ng/mL	3260	5.5%	15	367
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	4050	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2151	3.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。