

质控品名： **心肌标志物液体非定值质控品**

REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-08-10	LOT	I293510	更新日期：	2024-05
1 / 1								

批号: I293510					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	103	12%	<5	<100
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.7	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	50.5	1.9%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Roche ACCU-CHEK series Roche \ Nephelometry	mg/L	1.73	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	1.11	12%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	7.88	12%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	344	1.2%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	308	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	348	12%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Hotgen MQ Series Hotgen \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	78.6	3.9%	<5	<100
Hotgen MQ Series Hotgen \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	9.25	3.9%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1475	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	173	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	3168	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	373	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	226	2.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	26.6	2.1%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	2024	10%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	238	10%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	382	1.1%	<5	<100
Hotgen MQ Series Hotgen \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19	9.2%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	2.01	12%	<5	<100
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	73.1	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.7	2.8%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.37	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。