

REF	521-1	6×3mL	EXP	2026-05-22	LOT	31B2BB1	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：31B2BB1					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Bromocresol green	g/L	20.6	10%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	117	2.8%	8	157
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	131	2.6%	<5	<100
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	IU/mL	150	2.1%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	151	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	124	0.8%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	85.5	5.3%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	142	3.7%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.128	10%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	81	3.3%	<5	<100
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	67.1	1.7%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	78.6	3.1%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	78.1	10.7%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	72.4	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	72.5	3.9%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	0.738	2%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	19.7	3.8%	<5	<100
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	17.3	1.2%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	18	2.5%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	17.3	12.3%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	0.162	4.6%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	19.3	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	19.8	6.6%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.173	1.5%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.215	10%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	1.45	15.7%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.53	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	49.8	10%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	51	10%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Olympus AU400 Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	mg/L	760	10%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	141	3.3%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	132	15%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	139	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	112	5.8%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	121	4.2%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	21.9	10%	<5	<100

REF	521-1	6×3mL	EXP	2026-05-22	LOT	31B2BB1	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：31B2BB1					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	750	4%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	688	14.3%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	775	3.6%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	729	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	694	3.9%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	90.5	2.9%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	83.4	13.1%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	72.4	3.3%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	76	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	86.1	4%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.75	10%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	3.24	10%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.019	5%	6	115
Mindray BS series OTHER \ OTHER	g/L	0.176	2%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 BIOSINO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	180	9.7%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	172	0.8%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.204	10%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens ADVIA 1800/2400 BIOSINO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	3.04	10.5%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	3.16	10%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	40.2	6.6%	8	156
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	38.6	3.5%	<5	<100
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	IU/mL	42.5	2%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	39.3	9.7%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	46	10%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	121	2.5%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	133	10%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	g/L	0.455	10%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	79.2	10%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	980	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2081	6.4%	8	159
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	ng/mL	2507	1.3%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2500	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。