

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-1	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B2B49	更新日期：	2024-05
1 / 3								

批号：31B2B49					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Bromocresol green	g/L	19.7	1%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	20.3	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	94.3	18.5%	9	486
Roche Hitachi/Hitachi Systems Whitman \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	205	8.7%	8	434
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	IU/mL	152	3.4%	8	378
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	137	5%	28	3130
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	116	9.9%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	144	1.8%	<5	<100
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	105	1.5%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	167	9.9%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	7	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	67.2	4%	8	382
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	77	2.6%	36	4226
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	71.6	8.9%	<5	190
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	82	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	77	9.9%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	18.6	3.4%	8	384
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	16.5	3.2%	36	4220
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	18.5	8.1%	<5	148
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	19	0.4%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	19	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	20	9.9%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.132	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Mindray BS series VISIONBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1.5	7.5%	8	436
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	mg/dL	1.43	3.9%	8	190
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.29	10.4%	<5	<100
TOSHIBA TBA TOSHIBA \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1.23	4.8%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1.54	3.7%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	66.4	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	130	3.3%	36	4212
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/dL	119	1.8%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	119	6.9%	<5	140
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	144	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	135	9.9%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	29.9	12%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	32.9	2.5%	<5	<100

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-1	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B2B49	更新日期：	2024-05
2 / 3								

批号：31B2B49					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	685	5.4%	9	508
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	691	3%	36	4192
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/dL	694	2.6%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	675	9.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	720	9.9%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	80.4	2.6%	36	4240
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	86.7	9%	<5	142
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	82	9.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	96	9.9%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.85	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.97	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems CONDOR-TECO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.346	10%	8	432
Mindray BS series OTHER \ OTHER	g/L	0.182	3.8%	8	376
Beckman AU series KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.205	5.9%	6	322
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	g/L	0.195	0.9%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.184	2.6%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.206	9.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.21	9.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.161	11.9%	<5	<100
TOSHIBA TBA TOSHIBA \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.172	0.5%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Beckman AU series DongOu \ OTHER	mg/dL	2.62	4.7%	7	162
Siemens ADVIA 1800/2400 BIOSINO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	3.07	2.4%	36	2115
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.97	1.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.76	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	34.7	13.6%	8	452
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	IU/mL	42.2	2.6%	8	376
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	38.6	6.4%	36	4188
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	44.4	9.9%	<5	<100
TOSHIBA TBA TOSHIBA \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	40	1%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	43.7	9.9%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	38.4	2.4%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mg/dL	126	2.2%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	125	4%	18	1013
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	127	12%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	116	3.2%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Mindray BS series MedicalSystem \ OTHER	ng/mL	2373	5.3%	8	376
Beckman AU series DongOu \ OTHER	ng/mL	2497	5.1%	7	326
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2233	3.8%	6	324

REF	521-1	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B2B49	更新日期：	2024-05
3 / 3								

批号：31B2B49					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2546	2.5%	6	280
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	ng/mL	2050	0.6%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2070	9.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2410	11.9%	<5	<100
TOSHIBA TBA TOSHIBA \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	1572	1.6%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。