

REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	I2934B0	更新日期：	2022-06
								1 / 1

批号：I2934B0			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
PerkinElmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	67.7	54.2-81.2
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	121	92-150
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	67.3	51.1-83.5
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	112	85.2-139
J&J Vitros ECL IL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	40.8	31.6-50
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzyme immunoassay (EIA)	U/L	49.5	37.6-61.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	46.3	36.5-56.1
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Roche Cobas integra Roche \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.58	1.26-1.9
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	1.36	1.03-1.69
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	3.77	2.87-4.67
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	11.9	9.04-14.8
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunturbidimetry (ITA)	mg/L	9.69	7.36-12
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	310	236-384
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	327	249-405
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	408	310-506
PerkinElmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	147	118-176
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	3290	2490-4080
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	387	294-480
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1410	1070-1740
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	166	126-206
(TnI)肌钙蛋白I			
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.3	8.6-14
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	67.4	54-80.8
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	2.01	1.53-2.49

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。