



|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 521-3 | 6×3mL | EXP | 2026-01-26 | LOT | 31B79CE | 更新日期： | 2023-05 |
| 1 / 3 |       |       |     |            |     |         |       |         |

本报告含以下项目的示范实验室数据

| 参数 ( Parameters ) | 参数 ( Parameters )        | 参数 ( Parameters )            |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| (Alb)白蛋白          | (ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体        | (AT-III)抗凝血酶III              |
| (C3)补体 C3         | (C4)补体 C4                | (Cer)铜蓝蛋白                    |
| (CRP)C反应蛋白        | (Ferritin)铁蛋白            | (Hap ( HPT ) )触珠蛋白 ( 结合珠蛋白 ) |
| (IgA )免疫球蛋白 IgA   | (IgE)免疫球蛋白 IgE           | (IgG)免疫球蛋白 IgG               |
| (IgM)免疫球蛋白 IgM    | (Kappa Light Chain)κ轻链抗体 | (Lambda Light Chain)λ 轻链抗体   |
| (PAB)前白蛋白         | (RBP)视黄醇结合蛋白             | (RF)类风湿因子                    |
| (sTfR)可溶性转铁蛋白受体   | (TRF)转铁蛋白                | (α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白            |
| (α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶 | (β2M)β-2-微球蛋白            |                              |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

521-3

6×3mL

EXP

2026-01-26

LOT

31B79CE

更新日期： 2023-05

2 / 3

| 批号：31B79CE                                 |       |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目\仪器\试剂方法                                 | 单位    | 均值    | + / - 2 SD  |
| <b>(Alb)白蛋白</b>                            |       |       |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                 |       |       |             |
| Roche \ Bromocresol green                  | g/L   | 56.8  | 43.3-70.3   |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems              |       |       |             |
| Hitachi \ Bromocresol green                | g/L   | 50.6  | 38.1-63.1   |
| <b>(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体</b>                   |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 224   | 170-278     |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | IU/mL | 392   | 298-486     |
| <b>(AT-III)抗凝血酶III</b>                     |       |       |             |
| Stago STA series                           |       |       |             |
| Dedicated \ Nephelometry                   | %     | 23.6  | 23-24.2     |
| <b>(C3)补体 C3</b>                           |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 219   | 166-272     |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/dL | 248   | 189-307     |
| <b>(C4)补体 C4</b>                           |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 52    | 40.1-63.9   |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/dL | 55    | 40.8-69.2   |
| <b>(Cer)铜蓝蛋白</b>                           |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | g/L   | 0.42  | 0.324-0.516 |
| <b>(CRP)C反应蛋白</b>                          |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 75.6  | 57.1-94.1   |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 67.3  | 51.1-83.5   |
| <b>(Ferritin)铁蛋白</b>                       |       |       |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                 |       |       |             |
| Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)           | µg/L  | 357   | 271-443     |
| <b>(Hap ( HPT ) )触珠蛋白 ( 结合珠蛋白 )</b>        |       |       |             |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems              |       |       |             |
| Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)         | g/L   | 2.08  | 1.6-2.56    |
| <b>(IgA )免疫球蛋白 IgA</b>                     |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 3550  | 2680-4410   |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 4170  | 3170-5160   |
| <b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>                      |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 65.8  | 51-80.6     |
| <b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>                      |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 21800 | 16600-26900 |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 22900 | 17600-28100 |
| <b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>                      |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 2480  | 1890-3060   |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | g/L   | 2.48  | 1.89-3.07   |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 2720  | 2060-3370   |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | g/L   | 2.72  | 2.07-3.37   |
| <b>(Kappa Light Chain)κ轻链抗体</b>            |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 17200 | 13000-21300 |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 5020  | 3810-6220   |
| <b>(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体</b>          |       |       |             |
| Beckman Immage 800                         |       |       |             |
| Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 8620  | 6550-10600  |
| Siemens BN II                              |       |       |             |
| Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/L  | 3070  | 2330-3800   |
| <b>(PAB)前白蛋白</b>                           |       |       |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                 |       |       |             |
| DiaSys \ Immunonephelometry (INA)          | g/L   | 0.434 | 0.33-0.538  |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems              |       |       |             |
| Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)         | g/L   | 0.55  | 0.411-0.689 |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

|            |       |       |            |            |            |         |       |         |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>REF</b> | 521-3 | 6×3mL | <b>EXP</b> | 2026-01-26 | <b>LOT</b> | 31B79CE | 更新日期： | 2023-05 |
| 3 / 3      |       |       |            |            |            |         |       |         |

|                                                                        |       |      |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| <b>(RBP)视黄醇结合蛋白</b>                                                    |       |      |            |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>WanTai \ Immunonephelometry (INA)        | mg/dL | 8.46 | 6.64-10.3  |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)    | mg/dL | 9.82 | 7.45-12.2  |
| <b>(RF)类风湿因子</b>                                                       |       |      |            |
| Beckman Image 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)        | IU/mL | 129  | 100-158    |
| Siemens BN II<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)                    | IU/mL | 83.2 | 65-101     |
| <b>(sTfR)可溶性转铁蛋白受体</b>                                                 |       |      |            |
| Siemens BN II<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)                    | mg/L  | 1.47 | 1.14-1.8   |
| <b>(TRF)转铁蛋白</b>                                                       |       |      |            |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)         | mg/dL | 388  | 297-479    |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)    | mg/dL | 379  | 289-469    |
| <b>(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白</b>                                               |       |      |            |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)    | g/L   | 1.09 | 0.831-1.35 |
| <b>(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶</b>                                               |       |      |            |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)    | mg/dL | 211  | 168-254    |
| <b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>                                                   |       |      |            |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA) | mg/L  | 6.65 | 5.23-8.07  |
| Siemens BN II<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)                    | mg/L  | 5.48 | 4.14-6.82  |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。