

REF

542-1

6×5mL

EXP

2025-09-05

LOT

33B3671

更新日期： 2022-10

1 / 7

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(Acetaminophen)对乙酰氨基酚
(ACTH)促肾上腺皮质激素	(AFP)甲胎蛋白	(ALD)醛固酮
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(BNP)B型利钠肽
(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9
(CA 50)糖类抗原 50	(CEA)癌胚抗原	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(CRBM)卡马西平
(CT)降钙素	(DGXN)地高辛	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(E2)雌二醇	(EPO)促红细胞生成素	(FA)叶酸
(FE3/uE3)游离雌三醇	(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3	(FT4)游离T4
(Gentamicin)庆大霉素	(HCY)同型半胱氨酸	(HGH)人生长激素
(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素
(LH)促黄体生成素	(Li)锂	(Myo / Mb)肌红蛋白
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(Phenobarbital)苯巴比妥	(PHYT)苯妥英
(PRL)催/泌乳素	(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原
(PTH)甲状旁腺素	(Salicylic Acid)水杨酸	(SHBG)性激素结合球蛋白
(TES)睾酮	(Tg)甲状腺球蛋白	(THEO)茶碱
(TnI)肌钙蛋白I	(TnT)肌钙蛋白T	(Tobramycin)妥布霉素
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺氨酸	(TT4)总T4
(VALP)丙戊酸	(Vancomycin)万古霉素	(VB12)维生素B12
(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

542-1

6×5mL

EXP

2025-09-05

LOT

33B3671

更新日期： 2022-10

2 / 7

批号：33B3671			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	< 0.05	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.1	13.7-20.5
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.4	13.9-20.9
(Acetaminophen)对乙酰氨基酚			
Roche cobas e411 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/L	9.65	7.71-11.6
(ACTH)促肾上腺皮质激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	< 4.54	
(AFP)甲胎蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.6	3.68-5.52
Roche cobas e411 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.96	3.97-5.95
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.36	3.48-5.24
(ALD)醛固酮			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	< 5	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	85	68-102
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	22.6	18.1-27.1
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	17	13.6-20.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	26	20.8-31.2
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	9	7.2-10.8
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	19	15.2-22.8
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.6	10.1-15.1
(BNP)B型利钠肽			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	62.5	50-75
(CA 125)糖类抗原 125			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	14.7	11.8-17.6
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	20.1	16.1-24.1
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	18.7	15-22.4
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	4.78	3.82-5.74
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	13.8	11-16.6
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	14.7	11.8-17.6
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	8.23	6.59-9.87
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	7.85	6.27-9.43
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	10.9	8.72-13.1
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	17.3	13.8-20.8

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

542-1

6×5mL

EXP

2025-09-05

LOT

33B3671

更新日期：

2022-10

3 / 7

(CA 50)糖类抗原 50

maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	4.83	3.87-5.79
---	-------	------	-----------

(CEA)癌胚抗原

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.4	2.72-4.08
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.47	2.77-4.17
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.5	4.4-6.6

(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.5	4.4-6.6
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.23	5.79-8.67
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.36	4.28-6.44

(Cortisol)皮质醇

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15	12-18
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	38.8	31-46.6
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	43.7	34.9-52.5

(C-P)C-肽

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.997	0.815-1.18
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.94	0.76-1.12
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.2	0.96-1.44

(CRBM)卡马西平

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/mL	5.18	4.14-6.22
---	-------	------	-----------

(CT)降钙素

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	27.2	21.8-32.6
---	------	------	-----------

(DGXN)地高辛

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.6	0.48-0.72
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.588	0.468-0.708
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.588	0.468-0.708

(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	475	379-571
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	52	41.6-62.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	447	358-536

(E2)雌二醇

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	192	154-230
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	195	156-234

(EPO)促红细胞生成素

Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	5.13	4.11-6.15
---	--------	------	-----------

(FA)叶酸

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5	4-6
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.5	2-3
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.75	2.19-3.31

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

542-1

6×5mL

EXP

2025-09-05

LOT

33B3671

更新日期：

2022-10

4 / 7

(FE3/uE3)游离雌三醇

Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.25	0.99-1.51
--	-------	------	-----------

(Ferritin)铁蛋白

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	20.3	16.2-24.4
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	15	12-18
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	20.2	16.2-24.2

(F-PSA)游离前列腺特异性抗原

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.3	0.24-0.36
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.239	0.199-0.279
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.229	0.189-0.269

(FSH)促卵泡刺激素

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.64	2.92-4.36
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.83	3.07-4.59
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.79	3.03-4.55

(FT3)游离T3

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	2.4	1.92-2.88
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	2.45	1.96-2.94
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	2.71	2.17-3.25

(FT4)游离T4

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	7.85	6.31-9.39
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	8.3	6.64-9.96
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	7.55	6.03-9.07

(Gentamicin)庆大霉素

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/mL	0.908	0.728-1.09
--	-------	-------	------------

(HCY)同型半胱氨酸

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	3.6	2.88-4.32
--	--------	-----	-----------

(HGH)人生长激素

Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	1.27	1.01-1.53
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	1.56	1.24-1.88

(IgE)免疫球蛋白 IgE

Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	26.3	21-31.6
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	35	28-42
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	26.5	21.2-31.8

(IGF1)胰岛素生长因子1

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	< 15	
--	-------	------	--

(INS)胰岛素

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	17.4	13.9-20.9
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	15.9	12.7-19.1

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

542-1

6×5mL

EXP

2025-09-05

LOT

33B3671

更新日期：

2022-10

5 / 7

(LH)促黄体生成素

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.47	1.17-1.77
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.5	2.8-4.2
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.52	2.82-4.22

(Li)锂

Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Colorimetry	mmol/L	0.519	0.419-0.619
--	--------	-------	-------------

(Myo / Mb)肌红蛋白

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	25.2	20.2-30.2
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	18	14.4-21.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	22	17.6-26.4

(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	62.8	47.8-77.8
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	7.38	5.62-9.14
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	120	96-144
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	14.1	11.3-16.9

(Phenobarbital)苯巴比妥

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μmol/L	40.3	32.2-48.4
---	--------	------	-----------

(PHYT)苯妥英

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/mL	6.92	5.54-8.3
---	-------	------	----------

(PRL)催/泌乳素

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.98	3.18-4.78
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.73	2.99-4.47
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.79	3.03-4.55

(PROG)孕酮

Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.17	0.93-1.41
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.06	0.846-1.27
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.91	0.73-1.09

(PSA)前列腺特异性抗原

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.45	0.35-0.55
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.546	0.446-0.646
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.59	0.47-0.71

(PTH)甲状旁腺素

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	33	26.4-39.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	39	31.2-46.8
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	38	30.4-45.6

(Salicylic Acid)水杨酸

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mmol/L	0.416	0.332-0.5
---	--------	-------	-----------

(SHBG)性激素结合球蛋白

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	18.6	14.9-22.3
---	--------	------	-----------

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	542-1	6×5mL	EXP	2025-09-05	LOT	33B3671	更新日期：	2022-10
								6 / 7

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	10.3	8.21-12.4
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	0.929	0.749-1.11
(TES)睾酮			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.442	0.362-0.522
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.397	0.317-0.477
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.333	0.267-0.399
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.52	2.02-3.02
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	<0.1	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.5	2-3
(THEO)茶碱			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/mL	5.35	4.27-6.43
(TnI)肌钙蛋白I			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.012	0.01-0.014
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.026	0.02-0.032
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.011	0.009-0.013
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.016	0.012-0.02
(Tobramycin)妥布霉素			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µmol/L	2.38	1.91-2.85
(TSH)促甲状腺素			
Roche cobas e 801 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.055	0.055-0.055
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	0.053	0.053-0.053
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.044	0.044-0.044
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.518	0.418-0.618
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.54	0.436-0.644
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.23	0.19-0.27
(TT4)总T4			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	22	17.6-26.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	22.8	18.2-27.4
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	25.4	20.3-30.5
(VALP)丙戊酸			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µmol/L	186	149-223
(Vancomycin)万古霉素			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µmol/L	3.38	2.7-4.06
(VB12)维生素B12			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	300	240-360
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	300	240-360

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	542-1	6×5mL	EXP	2025-09-05	LOT	33B3671	更新日期：	2022-10
								7 / 7

(β2M)β-2-微球蛋白			
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	< 0.17	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	< 0.01	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.85	3.07-4.63
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.5	2.8-4.2

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。