

REF	600-3	30x1.7mL	EXP	2025-12-17	LOT	394046F	更新日期:	2025-02
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(K)钾	(Na)钠	(Cl)氯
(Ca)钙	(pH)酸碱度	(PO2)氧分压
(PCO2)二氧化碳分压		

REF	600-3	30x1.7mL	EXP	2025-12-17	LOT	394046F	更新日期: 2025-02
							2 / 2

批号: 394046F			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Ca)钙			
OTHER			
OTHER \ ISE (direct)	mmol/L	0.728	0.69-0.766
Siemens RAPIDPoint 400/500			
Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.79	0.63-0.95
Roche cobas b 121/123/221			
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.82	0.659-0.981
Radiometer ABL Series			
Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.81	0.671-0.949
(Cl)氯			
IL Gem Premier 3000 series			
Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	136	112-160
Siemens RAPIDPoint 400/500			
Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	134	110-158
Radiometer ABL Series			
Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	135	111-159
(K)钾			
OTHER			
OTHER \ ISE (direct)	mmol/L	5.88	5.69-6.07
Radiometer ABL Series			
Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.78	4.76-6.8
IL Gem Premier 3000 series			
Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	5.63	4.55-6.71
Siemens RAPIDPoint 400/500			
Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	4.63-6.75
(Na)钠			
OTHER			
OTHER \ ISE (direct)	mmol/L	153	149-157
IL Gem Premier 3000 series			
Werfen \ ICP-MS	mmol/L	158	130-186
Radiometer AQTSeries			
Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	128-184
Radiometer ABL Series			
Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	157	129-185
(PCO2)二氧化碳分压			
OTHER			
OTHER \ Electrode	mmHg	20.1	17.8-22.4
Radiometer AQTSeries			
Rayto \ Electrode	mmHg	15.8	12.6-19
IL Gem Premier 3000 series			
Dedicated \ Electrode	mmHg	18	14.7-21.3
Roche cobas b 121/123/221			
Roche \ Electrode	mmHg	12.6	9.8-15.4
Nova Stat Profile pHox series			
Dedicated \ Electrode	mmHg	20.2	17-23.4
Radiometer ABL Series			
Rayto \ Electrode	mmHg	17.6	14.2-21
(pH)酸碱度			
OTHER			
OTHER \ Electrode	No Units	7.59	7.57-7.61
Radiometer ABL Series			
Rayto \ Electrode	No Units	7.62	6.2-9.04
Roche cobas b 121/123/221			
Roche \ Electrode	No Units	7.56	6.14-8.98
IL Gem Premier 3000 series			
Dedicated \ Electrode	No Units	7.58	6.15-9.01
Radiometer AQTSeries			
Rayto \ Electrode	No Units	7.67	6.24-9.1
(PO2)氧分压			
OTHER			
OTHER \ Electrode	mmHg	148	143-153
Nova Stat Profile pHox series			
Dedicated \ Electrode	mmHg	156	130-182
Radiometer AQTSeries			
Dedicated \ Electrode	mmHg	128	102-154
Roche cobas b 121/123/221			
Roche \ Electrode	mmHg	142	116-168
Radiometer ABL Series			
Rayto \ Electrode	mmHg	135	109-161
IL Gem Premier 3000 series			
Dedicated \ Electrode	mmHg	143	117-169

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。