



REF	591-1	6×3mL	EXP	2026-11-29	LOT	385FB78	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：385FB78			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APO E)载脂蛋白E					
Beckman AU series Beckman Coulter \ immunoturbidimetric	mg/dL	2.3	10%	<5	<100
(Apo-A I)载脂蛋白A I					
Beckman AU series Beckman Coulter \ immunoturbidimetric	g/L	0.99	10%	<5	<100
(Apo-B)载脂蛋白B					
Beckman AU series Beckman Coulter \ immunoturbidimetric	g/L	0.77	10%	<5	<100
(CHOL/ TC)总胆固醇					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Cholesterol oxidase	mmol/L	3.62	10%	<5	<100
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	mmol/L	0.853	10%	<5	<100
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	mmol/L	1.97	10%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	100	10%	<5	<100
(TG)甘油三酯					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Free glycerol removed	mmol/L	1.27	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。