

REF	521-2	6×3mL	EXP	2025-06-27	LOT	31B525F	更新日期：	2024-04
1 / 2								

批号：31B525F					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	38	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	187	4.1%	5	113
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	260	4.1%	27	1509
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	264	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	272	10%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	279	0%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	145	2.5%	34	1991
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	162	2.2%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	151	2.4%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	159	12%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	34.2	2.5%	34	1991
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	36.8	2.3%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	41	12%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	39.7	2.8%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Mindray BS series VISIONBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.66	8.9%	8	436
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.65	1.7%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2.62	10%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Latex agglutination (LA)	mg/dL	2.64	4.9%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.5	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1280	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	263	3.8%	34	1985
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	269	1.4%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	277	12%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	260	2.7%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	39	14.1%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1391	4.7%	6	136
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1405	2.9%	34	1976
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1497	2.1%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1570	12%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	149	2.7%	34	1999
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	153	1%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	150	3.2%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	171	12%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.73	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	2.34	12%	<5	<100

REF	521-2	6×3mL	EXP	2025-06-27	LOT	31B525F	更新日期：	2024-04
2 / 2								

批号: 31B525F					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PAB)前白蛋白					
Beckman AU series KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.348	1.9%	5	132
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.35	0.7%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.39	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.342	10%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens ADVIA 1800/2400 BIOSINO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.68	3.4%	34	1993
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.24	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.23	10%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	75.1	6.6%	5	113
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	70	4.3%	34	1976
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	70.5	2.8%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	66.1	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	67	10%	<5	<100
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.915	12%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	257	2.6%	17	954
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	250	12%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.72	12%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	144	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	4189	2.4%	5	133
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	3500	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	4420	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。