

<b>REF</b>	670-3	6x1mL	<b>EXP</b>	2024-07-28	<b>LOT</b>	3FED489	更新日期:	2024-08
								1 / 1

批号: 3FED489						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
<b>(APTT)活化部分凝血活酶时间</b>						
Systemx CS 2000i/2100i systemx \ Light scattering	Seconds	117	10%	<5	<100	
Systemx CS 5100 systemx \ Light scattering	Seconds	130	1.9%	<5	<100	
Zonci \ Magnetic Beads Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	76.8	10%	<5	<100	
Systemx CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	74	12%	<5	<100	
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	127	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering	Seconds	84	12%	<5	<100	
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>						
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	%	25	12%	<5	<100	
Systemx CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	26	12%	<5	<100	
<b>(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)</b>						
Zonci \ Immunosubstratometry (ITA)	mg/L	1.69	10%	<5	<100	
<b>(FIB)纤维蛋白原</b>						
Systemx CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.56	12%	<5	<100	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	1.21	12%	<5	<100	
Systemx CS 2000i/2100i systemx \ Light scattering	g/L	0.87	10%	<5	<100	
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	1.04	12%	<5	<100	
Zonci \ Magnetic Beads	g/L	1.22	10%	<5	<100	
Systemx CS 5100 systemx \ Light scattering	g/L	1.11	1.9%	<5	<100	
<b>(PT INR)PT国际标准化比值</b>						
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	4.91	12%	<5	<100	
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	4.6	12%	<5	<100	
Systemx CS 2000i/2100i systemx \ Calculate	INR	3	10%	<5	<100	
Systemx CS 5100 systemx \ Calculate	INR	4.1	12%	<5	<100	
Zonci \ Calculate	INR	3.61	10%	<5	<100	
<b>(PT)血浆凝血酶原时间</b>						
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	46.3	12%	<5	<100	
Systemx CS 5100 systemx \ Light scattering	Seconds	31.1	3.5%	<5	<100	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	46.1	12%	<5	<100	
Zonci \ Magnetic Beads	Seconds	40.1	10%	<5	<100	
Systemx CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	46	12%	<5	<100	
Systemx CS 2000i/2100i systemx \ Light scattering	Seconds	32.9	10%	<5	<100	
<b>(TT)凝血酶时间</b>						
Systemx CS 5100 systemx \ Light scattering	Seconds	16.8	14.1%	<5	<100	
Systemx CS 2000i/2100i systemx \ Light scattering	Seconds	16.6	10%	<5	<100	
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	20.1	11.9%	<5	<100	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	15.8	12%	<5	<100	
Zonci \ Magnetic Beads	Seconds	12.6	10%	<5	<100	

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。