

质控品名： 多专业免疫分析非定值质控品

REF	539-2	6×3mL	EXP	2024-08-01	LOT	336C93C	更新日期：	2024-04
1 / 4								

批号：336C93C					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D					
Roche cobas E601/602	ng/mL	34.9	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	nmol/L	87	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(AFP)甲胎蛋白					
Maccura i3000	ng/mL	147	11.3%	9	131
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
chemclin LiCA Series	ng/mL	148	8.7%	8	190
CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	ng/mL	128	2.5%	<5	<100
MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	142	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(ALD)醛固酮					
Autolumo A2000/A2000 PLUS	pg/mL	3164	10%	<5	<100
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Roche cobas E601/602	IU/mL	75.1	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Roche cobas E601/602	IU/mL	32.6	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 125)糖类抗原 125					
chemclin LiCA Series	IU/mL	71.5	5.3%	<5	<100
CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	84.3	6.9%	11	168
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	82.3	4.2%	<5	<100
MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	51.7	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
chemclin LiCA Series	IU/mL	58.8	3.6%	<5	<100
CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	48.3	7.1%	11	173
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	53.3	2.6%	<5	<100
MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	46.7	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
chemclin LiCA Series	IU/mL	32.1	3.2%	<5	<100
CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	32	7.4%	11	175
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	IU/mL	34.1	2.4%	<5	<100
MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	45.3	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CEA)癌胚抗原					
chemclin LiCA Series	ng/mL	9.55	2%	8	190
CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	ng/mL	9.23	6.7%	10	155
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Maccura i3000	ng/mL	8.63	2.5%	<5	<100
MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	8.8	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CK)肌酸激酶					
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	86.4	10%	<5	<100
Roche \ Urease-UV-rate					
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	15.6	10%	<5	<100
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Roche cobas e411	ng/mL	12	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(Cortisol)皮质醇					
Roche cobas E601/602	ng/mL	240	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(C-P)C-肽					
Roche cobas E601/602	ng/mL	2.25	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(DGXN)地高辛					
Roche cobas e411	ng/mL	2.47	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮					
Roche cobas E601/602	ng/mL	6647	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					

REF	539-2	6×3mL	EXP	2024-08-01	LOT	336C93C	更新日期：	2024-04
2 / 4								

批号：336C93C					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(E2)雌二醇					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1428	4.1%	10	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1319	3%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1022	10%	<5	<100
(EPO)促红细胞生成素					
Siemens Immulite 1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	39.7	10%	<5	<100
(FA)叶酸					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.48	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	189	10%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.38	10%	<5	<100
(FSH)促卵泡刺激素					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	25.3	4.4%	10	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	29.2	3.4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	25.7	10%	<5	<100
(FT3)游离T3					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	9.75	5.2%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	14.6	8.6%	13	203
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	13.3	3.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12.4	10%	<5	<100
(FT4)游离T4					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	26.7	1.6%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	32.3	4.9%	13	236
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	30.8	4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	33.4	10%	<5	<100
(HBcAb)乙肝核心抗体					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5.06	3.8%	<5	<100
(HBeAb)乙肝e抗体					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	2.22	2.3%	<5	<100
(HBeAg)乙肝e抗原					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	52.2	1.3%	<5	<100
(HBsAb)乙肝表面抗体					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	274	7%	<5	<100
(HBsAg)乙肝表面抗原					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	50.8	5.1%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	170	6.4%	10	118
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	173	3.9%	<5	<100
(HCY)同型半胱氨酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	21.7	10%	<5	<100
(HGH)人生长激素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.07	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	82.6	10%	<5	<100
(IGF1)胰岛素生长因子1					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	237	10%	<5	<100

REF	539-2	6×3mL	EXP	2024-08-01	LOT	336C93C	更新日期：	2024-04
3 / 4								

批号：336C93C					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(INS)胰岛素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	32.7	10%	<5	<100
(LH)促黄体生成素					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	25.5	3.3%	8	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	25	7.3%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.2	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	154	12.4%	11	220
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	148	4%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	125	10%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	581	24.1%	10	189
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	68.4	24.1%	10	189
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	409	5.6%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	48.1	5.6%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1184	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	139	10%	<5	<100
(PCT)降钙素原					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.1	5%	6	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	30	6.9%	<5	<100
(PRL)催/ 泌乳素					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.6	2.6%	10	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.6	3.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	10%	<5	<100
(PROG)孕酮					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.8	11.4%	7	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.85	4.8%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.4	10%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.3	1.9%	8	186
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12	5.3%	10	140
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12	4.4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.3	10%	<5	<100
(PTH)甲状旁腺素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	7.27	10%	<5	<100
(TES)睾酮					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.466	9.9%	9	129
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.536	10.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.493	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.37	10%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.227	3.9%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.37	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1	10%	<5	<100

REF	539-2	6×3mL	EXP	2024-08-01	LOT	336C93C	更新日期：	2024-04
4 / 4								

批号: 336C93C					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(TSH)促甲状腺素					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	12.5	3%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	10	7.3%	13	242
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.2	6.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.7	10%	<5	<100
(TT3)总三碘甲状原氨酸					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.01	2.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.55	10%	<5	<100
(TT4)总T4					
chemclin LiCA Series CHIVD \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	103	1.8%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	139	10%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	771	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	1180	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.136	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。