

REF	539-2	6x3mL	EXP	2027-12-05	LOT	336CA6C	更新日期:	2025-02
								1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(DGXN)地高辛	(THEO)茶碱	(TT3)总三碘甲状腺氨酸
(FT3)游离T3	(TT4)总T4	(FT4)游离T4
(TSH)促甲状腺素	(Cortisol)皮质醇	(FSH)促卵泡刺激素
(LH)促黄体生成素	(PROG)孕酮	(PRL)催/ 泌乳素
(TES)睾酮	(E2)雌二醇	(C-P)C-肽
(FA)叶酸	(INS)胰岛素	(VB12)维生素B12
(IgE)免疫球蛋白 IgE	(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原
(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125
(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(β2M)β-2-微球蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(HCY)同型半胱氨酸
(ASD)雄烯二酮	(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(HGH)人生长激素
(IGF1)胰岛素生长因子1	(PTH)甲状旁腺素	(Tg)甲状腺球蛋白

REF	539-2	6x3mL	EXP	2027-12-05	LOT	336CA6C	更新日期:	2025-02
								2 / 4

批号: 336CA6C			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Roche cobas E601/602	ng/mL	152	123-181
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Tosoh AIA Series	ng/mL	113	91-135
TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(ALD)醛固酮			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	pg/mL	3370	2723-4017
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Agilent	pg/mL	169	137-201
agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Roche cobas E601/602	IU/mL	80.1	64.7-95.5
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Roche cobas E601/602	IU/mL	34.7	28-41.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(ASD)雄烯二酮			
Agilent	ng/mL	3.55	2.87-4.23
agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(CA 125)糖类抗原 125			
Tosoh AIA Series	IU/mL	79	63.8-94.2
TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	55.1	44.5-65.7
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche cobas E601/602	IU/mL	49.8	40.2-59.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Tosoh AIA Series	IU/mL	59.2	47.8-70.6
TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Roche cobas E601/602	IU/mL	48.4	39.1-57.7
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Tosoh AIA Series	IU/mL	41.1	33.2-49
TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(CEA)癌胚抗原			
Roche cobas E601/602	ng/mL	9.4	7.6-11.2
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Tosoh AIA Series	ng/mL	17.3	14-20.6
TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(Cortisol)皮质醇			
Tosoh AIA Series	ng/mL	196	160-232
TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)			
Roche cobas E601/602	ng/mL	256	207-305
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(C-P)C-肽			
Roche cobas E601/602	ng/mL	2.4	1.94-2.86
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas e 801	ng/mL	2.11	1.71-2.51
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(DGXN)地高辛			
Beckman Access	ng/mL	2.06	1.67-2.45
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas e411	ng/mL	2.64	2.14-3.14
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Roche cobas E601/602	ng/mL	7074	5716-8432
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Tosoh AIA Series	ng/mL	5748	4644-6852
TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)			
(E2)雌二醇			
Roche cobas e 801	pmol/L	1005	812-1198
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	pmol/L	1092	882-1302
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602	ng/mL	6.93	5.6-8.26
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Beckman Access	ng/mL	7.28	5.88-8.68
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602	ng/mL	5.75	4.65-6.85
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(FSH)促卵泡刺激素			
Roche cobas E601/602	IU/L	27.5	22.2-32.8
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			

REF	539-2	6x3mL	EXP	2027-12-05	LOT	336CA6C	更新日期:	2025-02
								3 / 4

Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	26.2	21.2-31.2
(FT3)游离T3			
Tosoh AIA Series Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	12	9.7-14.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	13.2	10.7-15.7
(FT4)游离T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	35.7	28.8-42.6
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	34	27.5-40.5
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	188	152-224
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	23.1	18.7-27.5
Tosoh AIA Series TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	μmol/L	23.5	19-28
(HGH)人生长激素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.34	3.5-5.18
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	4.03	3.26-4.8
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/mL	80.1	64.7-95.5
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	88.2	71.3-105.1
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	20	16.2-23.8
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	254	205-303
(INS)胰岛素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	34.8	28.1-41.5
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	31.5	25.5-37.5
(LH)促黄体生成素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	22.7	18.3-27.1
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	18	14.5-21.5
(PRL)催/ 泌乳素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.2	14.7-21.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.6	15-22.2
(PROG)孕酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.1	9.8-14.4
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	12.6	10.2-15
(PSA)前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	15.3	12.4-18.2
(PTH)甲状旁腺素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	13.7	11.1-16.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	7.76	6.27-9.25
(TES)睾酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.525	0.421-0.629
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.511	0.413-0.609
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10	8.08-11.92
(THEO)茶碱			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/mL	23.4	18.9-27.9
(TSH)促甲状腺素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	10.2	8.2-12.2

REF	539-2	6x3mL	EXP	2027-12-05	LOT	336CA6C	更新日期:	2025-02
								4 / 4

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	11.4	9.2-13.6
(TT3)总三碘甲状原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.72	2.2-3.24
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	148	120-176
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	822	664-980
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	691	558-824
(β2M)β-2-微球蛋白			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1250	1010-1490
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	1270	1031-1509
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.146	0.118-0.174

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。