

REF	541-2	6×3mL	EXP	2025-02-19	LOT	339D6DA	更新日期：	2024-04
1 / 1								

批号： 339D6DA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(ACTH)促肾上腺皮质激素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	727	2.5%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	892	12%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	1018	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	627	0.2%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	491	13.4%	<5	<100
(ALD)醛固酮					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	231	12%	<5	<100
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	160	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	1562	12%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	919	7%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	1760	0.3%	<5	<100
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	432	9.4%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	400	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	458	0.1%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	443	6.8%	<5	<100
(CT)降钙素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	112	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	118	1.7%	<5	<100
(PCT)降钙素原					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.75	4%	<5	<100
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.21	9.7%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.09	12%	<5	<100
(Renin)肾素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	240	2%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	227	12%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	232	12%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	1806	3.8%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	130	12%	<5	<100
(TRAb)促甲状腺素受体抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.51	7.7%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	5.63	5.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4455	0.8%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。