

REF	510-2 6x3mL	EXP	2027-11-26	LOT	30A89DD	更新日期:	2025-02 1 / 2
------------	----------------	------------	------------	------------	---------	-------	------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(Ferritin)铁蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段	(SCC)鳞状细胞癌抗原
(TPA)组织多肽抗原	(TPS)组织多肽特异抗原	(CA 72-4)糖类抗原 72-4

REF	510-2	6x3mL	EXP	2027-11-26	LOT	30A89DD	更新日期:	2025-02
								2 / 2

批号: 30A89DD			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	67.7	58.4-77
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	76.8	61.4-92.2
(CA 125)糖类抗原 125			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	141	121-161
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	194	155-233
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	78.1	62.5-93.7
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	45.8	39.4-52.2
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	69.4	58.3-80.5
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	85	68-102
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	6.99	5.87-8.11
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	10	8-12
(CEA)癌胚抗原			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.6	13.7-17.5
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	24.7	19.8-29.6
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30	26.4-33.6
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.6	11.7-17.5
(Ferritin)铁蛋白			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	354	312-396
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	273	218-328
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Systemx HISCL-5000			
systemx \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.25	4.61-5.89
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.27	3.41-5.13
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.28	4.44-6.12
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	144	115-173
(PSA)前列腺特异性抗原			
Systemx HISCL-5000			
systemx \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.2	9.9-12.5
Roche Modular E170			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.2	13.8-20.6
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.8	11.6-16
(SCC)鳞状细胞癌抗原			
Abbott ARCHITECT ci series			
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.6	12.5-18.7
(TPA)组织多肽抗原			
DiaSorin Liaison /XL			
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	2779	2223-3335
(TPS)组织多肽特异抗原			
ADC Elisa Series			
ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	73	58.4-87.6
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Mindray BS series			
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.172	0.151-0.193

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。