

REF	680-2	6×10mL	EXP	2024-06-27	LOT	4DDEFBE	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：4DDEFBE			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(BIL)胆红素					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(GLU)葡萄糖					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(KET)酮体					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(LEU)白细胞酯酶					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(MA)微量白蛋白					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Biuret-endpoint	mg/L	0.15	10%	<5	<100
(NIT)亚硝酸盐					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(OB)隐血					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(pH)酸碱度					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	No Units	8	10%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
(SG)比重					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Dipstick	No Units	1	10%	<5	<100
(URBC)尿沉渣红细胞					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Flow cytometry	/HPF	57	10%	<5	<100
(UWBC)尿沉渣白细胞					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Flow cytometry	/HPF	44	10%	<5	<100
(UX 'TAL)尿沉渣结晶					
Dirui Fus-200/100 DIRUI \ Flow cytometry	/HPF	10	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。