

REF	500-2 6x3mL	EXP 2024-06-28	LOT 2FB46DA	更新日期: 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(Ca)钙	(Lp(a))脂蛋白a	(TT3)总三碘甲状腺氨酸
(FT3)游离T3	(TT4)总T4	(FT4)游离T4
(TSH)促甲状腺素	(Cortisol)皮质醇	(FSH)促卵泡刺激素
(LH)促黄体生成素	(PROG)孕酮	(PRL)催/ 泌乳素
(TES)睾酮	(E2)雌二醇	(C-P)C-肽
(FA)叶酸	(INS)胰岛素	(VB12)维生素B12
(IgG)免疫球蛋白 IgG	(IgM)免疫球蛋白 IgM	(IgA)免疫球蛋白 IgA
(AFP)甲胎蛋白	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基
(HbA1c (%))糖化血红蛋白A1c (%)	(LIP)脂肪酶	(HGH)人生长激素
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFU)α-L-岩藻糖苷酶	(ADA)腺苷脱氨酶

REF	500-2	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB46DA	更新日期: 2025-03
							2 / 3

批号: 2FB46DA			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Roche cobas E601/602	ng/mL	7.45	5.66-9.24
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	nmol/L	18.6	14.1-23.1
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(ADA)腺苷脱氨酶			
maglumi system	U/L	10	9.8-10.2
Snibe \ Peroxidase			
(AFP)甲胎蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	32	17.4-46.6
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
maglumi system	ng/mL	30.8	13.8-47.8
Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
(AFU)α-L-岩藻糖苷酶			
ABI Real-Time PCR	U/L	33.9	31.3-36.5
ABX \ CNPF			
(Ca)钙			
maglumi system	mmol/L	32.9	25.5-40.3
Snibe \ Arsenazo III			
(Cortisol)皮质醇			
Roche cobas E601/602	ng/mL	198	150-246
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(C-P)C-肽			
DiaSorin Liaison /XL	ng/mL	5.46	4.56-6.36
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	ng/mL	5.81	4.42-7.2
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(E2)雌二醇			
Ortho Vitros 3600/5600	pmol/L	1287	1097-1477
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	pmol/L	800	610-990
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	673	575-771
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
maglumi system	pmol/L	1231	1044-1418
Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602	ng/mL	6.71	5.1-8.32
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(FSH)促卵泡刺激素			
Ortho Vitros 3600/5600	IU/L	31.7	29.2-34.2
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/L	20.7	20.7-20.7
Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
DiaSorin Liaison /XL	IU/L	47.3	44.6-50
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/L	31.2	23.7-38.7
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(FT3)游离T3			
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	8.55	7.88-9.22
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	pmol/L	7.24	5.5-8.98
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(FT4)游离T4			
Roche cobas E601/602	pmol/L	28	16.7-39.3
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
maglumi system	pmol/L	33.4	28.2-38.6
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
DiaSorin Liaison /XL	pmol/L	23.3	22.1-24.5
Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(HbA1c (%))糖化血红蛋白A1c (%)			
Bio-Rad D-10/100	%	5.22	5.09-5.35
Bio-Rad \ HPLC			
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Ortho Vitros 3600/5600	IU/L	49.2	44.4-54
OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(HGH)人生长激素			
Roche cobas E601/602	μ g/L	10.7	8.1-13.3
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Image 800	mg/dL	54.5	41.4-67.6
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman Image 800	mg/dL	313	238-388
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			

REF	500-2	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB46DA	更新日期:	2025-03
								3 / 3

(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	11.3	8.6-14
(INS)胰岛素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	50.9	38.7-63.1
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	69.2	68.9-69.5
(LH)促黄体生成素			
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.7	37.9-41.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	23.8	23.7-23.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	31.6	24-39.2
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	38.6	36.8-40.4
(LIP)脂肪酶			
ABI Real-Time PCR Haemoscope \ Dehydrogenase	U/L	24.4	17.7-31.1
(Lp(a))脂蛋白a			
maglumi system EVERMED \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	15.4	10.7-20.1
(PRL)催/ 泌乳素			
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.5	17.7-21.3
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.1	26.2-34
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	29.1	22.1-36.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	23.8	23.7-23.9
(PROG)孕酮			
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.27	7.26-9.28
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.09	5.74-8.44
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	13.1	13-13.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.59	6.53-10.65
(TES)睾酮			
Ortho Vitros 3600/5600 OTHER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.44	6.43-8.45
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.28	1.11-1.45
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.72	3.59-5.85
(TSH)促甲状腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.2	3-17.4
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	17.1	15.9-18.3
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.58	3.51-3.65
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.28	1.73-2.83
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	100	100-100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	66.8	50.8-82.8
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	470	357-583
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.043	0.004-0.082
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.047	0.043-0.051

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。