



REF	680-2	6×10mL	EXP	2024-10-28	LOT	40DEFEB	更新日期：	2025-06
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(pH)酸碱度	(PRO/ TP)(总) 蛋白	(GLU)葡萄糖
(KET)酮体	(OB/BLD)隐血	(NIT)亚硝酸盐
(URO/UBG)尿胆原	(LEU)白细胞酯酶	(SG)比重
(URBC)尿沉渣红细胞	(UWBC)尿沉渣白细胞	

REF	680-2	6×10mL	EXP	2024-10-28	LOT	40DEFCEB	更新日期：	2025-06
2 / 2								

		批号：40DEFCEB	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(GLU)葡萄糖			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(KET)酮体			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(LEU)白细胞酯酶			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(NIT)亚硝酸盐			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(OB/BLD)隐血			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(pH)酸碱度			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	No Units	7.5	6-9
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(SG)比重			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	No Units	1.01	0.81-1.21
(URBC)尿沉渣红细胞			
URIT US Series Uritest \ Flow cytometry	/HPF	24.1	18.1-30.1
(URO/UBG)尿胆原			
URIT US Series Uritest \ Dipstick	Qualitative	NA	NA
(UWBC)尿沉渣白细胞			
URIT US Series Uritest \ Flow cytometry	/HPF	21.7	15.7-27.7

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。