

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| REF | 666-3 | 6x3mL | EXP | 2024-05-17 | LOT | 3F8BAD2 | 更新日期: | 2024-08 |
| | | | | | | | | 1 / 2 |

| | | 批号: 3F8BAD2 | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| (BASO %)嗜碱性粒细胞 % | | | | | |
| Mindray BC-7500 | % | 1.2 | 8.3% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| (HCT)血细胞比容/压积 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | % | 56.5 | 1.4% | 7 | 159 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-6000 serices | % | 50.5 | 0.8% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | % | 42.5 | 11.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | % | 42.8 | 10.9% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | % | 54.1 | 2.1% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-7500 | % | 55.8 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| (HGB/ Hb)血红蛋白 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | g/L | 175 | 1.2% | 7 | 158 |
| Mindray \ Colorimetry | | | | | |
| Mindray BC-6000 serices | g/L | 162 | 1.1% | <5 | <100 |
| Mindray \ Colorimetry | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | g/L | 171 | 9.9% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | g/L | 172 | 10.4% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | g/L | 176 | 0.5% | <5 | <100 |
| Mindray \ Colorimetry | | | | | |
| Mindray BC-7500 | g/L | 1680 | 10.1% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| (LYM %)淋巴细胞 % | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | % | 20 | 24.8% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | % | 20 | 24.8% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| (MCH)平均红细胞血红蛋白含量 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | pg | 31.6 | 1.4% | 7 | 159 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | pg | 31.9 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | pg | 32.1 | 10.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | pg | 31.3 | 1.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-7500 | pg | 30 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| (MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | g/L | 310 | 2% | 7 | 159 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | g/L | 318 | 10.3% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | g/L | 320 | 10.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | g/L | 326 | 1.8% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-7500 | g/L | 300 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| (MCV)平均红细胞体积 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | fL | 102 | 1.2% | 7 | 157 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | fL | 87 | 10.3% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | fL | 89 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | fL | 95.9 | 2.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-7500 | fL | 98 | 10.2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| (NEUT %)嗜中性粒细胞 % | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | % | 55 | 22.6% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | % | 55 | 22.5% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| Mindray BC-7500 | % | 60 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray \ Calculate | | | | | |
| (PLT)血小板 | | | | | |
| Mindray BC-7500 | Giga/L (1E+9/L) | 546 | 4.7% | 7 | 159 |
| Mindray \ Electrical impedance | | | | | |
| Mindray BC-6000 serices | Giga/L (1E+9/L) | 563 | 1.1% | <5 | <100 |
| Mindray \ Electrical impedance | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | Giga/L (1E+9/L) | 450 | 12.1% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series | Giga/L (1E+9/L) | 500 | 10.9% | <5 | <100 |
| Mindray \ Light scattering | | | | | |
| Mindray BC-5600/BC-5800 | Giga/L (1E+9/L) | 568 | 2% | <5 | <100 |
| Mindray \ Electrical impedance | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| REF | 666-3 | 6x3mL | EXP | 2024-05-17 | LOT | 3F8BAD2 | 更新日期： | 2024-08 |
| | | | | | | | | 2 / 2 |

| | | 批号：3F8BAD2 | | | |
|--|-----------------|------------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering | Giga/L (1E+9/L) | 530 | 10.4% | <5 | <100 |
| (RBC)红细胞 | | | | | |
| Mindray BC-7500 Mindray \ Electrical impedance | T/L (1E+12/L) | 5.54 | 0.9% | 7 | 156 |
| Mindray BC-6000 serices Mindray \ Electrical impedance | T/L (1E+12/L) | 5.18 | 0.7% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering | T/L (1E+12/L) | 4.74 | 9.9% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering | T/L (1E+12/L) | 4.71 | 9.9% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Electrical impedance | T/L (1E+12/L) | 5.64 | 1.5% | <5 | <100 |
| Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering | T/L (1E+12/L) | 5.56 | 10.1% | <5 | <100 |
| (WBC)白细胞 | | | | | |
| Mindray BC-7500 Mindray \ Electrical impedance | Giga/L (1E+9/L) | 18 | 8% | 7 | 159 |
| Mindray BC-6000 serices Mindray \ Light scattering | Giga/L (1E+9/L) | 18.7 | 0.9% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering | Giga/L (1E+9/L) | 17.8 | 10% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering | Giga/L (1E+9/L) | 18 | 9.9% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Electrical impedance | Giga/L (1E+9/L) | 19.6 | 1.5% | <5 | <100 |
| Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering | Giga/L (1E+9/L) | 18.8 | 10.1% | <5 | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。