

REF	521-2	6×3mL	EXP	2023-04-30	LOT	31B5195	更新日期：	2024-04
1 / 2								

批号：31B5195					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Bromocresol purple	g/L	40.6	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	274	3.2%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	163	2.1%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	149	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	145	6.4%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	170	2.2%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	141	12%	<5	<100
(C4)补体 C4					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	35.3	2.5%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	34	2.4%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	36.8	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.4	0.9%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.38	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	223	2.7%	5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	246	1.1%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	245	12%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	49.2	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1457	2.8%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1465	1.6%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1248	12%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	161	4%	6	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	124	1.6%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	177	12%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.47	12%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	11.2	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	5.55	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.79	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.225	2.2%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.371	12%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.03	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	88.5	3.2%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	33	3.5%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	65.2	12%	<5	<100

REF	521-2	6×3mL	EXP	2023-04-30	LOT	31B5195	更新日期：	2024-04
2 / 2								

		批号：31B5195			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(TRF)转铁蛋白					
Beckman Image 800	mg/dL	225	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。