

REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2027-11-02	LOT	3940537	更新日期：	2024-05
1 / 1								

批号：3940537					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.79	10.1%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	0.48	10%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.8	10%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.77	10.4%	<5	<100
(Cl)氯					
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	131	9.9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	132	9.8%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	130	9.2%	<5	<100
(K)钾					
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	5.11	14.6%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.61	10%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.52	10%	<5	<100
(Na)钠					
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	152	10%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	153	10%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	1.32	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	151	9.9%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	12.2	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	mmHg	15.3	9.8%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	17.4	9.5%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.1	9.9%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	19.6	9.6%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	37	10%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.33	10%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	No Units	7.34	10%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.35	9.7%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.39	9.7%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	No Units	7.44	9.9%	<5	<100
(PO2)氧分压					
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	131	9.9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	139	10.1%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	151	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Dedicated \ Electrode	mmHg	124	10%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	115	10%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	138	10.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。