



|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 591-1 | 6×3mL | EXP | 2023-08-30 | LOT | 385FA49 | 更新日期： | 2024-04 |
| 1 / 1 |       |       |     |            |     |         |       |         |

| 批号：385FA49                                                     |        |         |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法                                                    | 单位     | 均值 \ CV |       | Lab \ 点数 |      |
| (APO E)载脂蛋白E                                                   |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ immunoturbidimetric      | mg/dL  | 1.73    | 20.8% | <5       | <100 |
| (Apo-A I )载脂蛋白A I                                              |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ immunoturbidimetric      | g/L    | 0.926   | 10.6% | <5       | <100 |
| (Apo-B)载脂蛋白B                                                   |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ immunoturbidimetric      | g/L    | 4.55    | 63.3% | <5       | <100 |
| (CHOL/ TC)总胆固醇                                                 |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Cholesterol oxidase      | mmol/L | 3.39    | 10.1% | <5       | <100 |
| (HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇                                               |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Enzymatic                | mmol/L | 0.89    | 10.1% | <5       | <100 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Direct Measure           | mmol/L | 0.84    | 9.8%  | <5       | <100 |
| (LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇                                               |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Enzymatic                | mmol/L | 2.05    | 10%   | <5       | <100 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Direct Measure           | mmol/L | 2.08    | 9.9%  | <5       | <100 |
| (Lp(a))脂蛋白a                                                    |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/L   | 107     | 21.8% | <5       | <100 |
| (TG)甘油三酯                                                       |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ GPO-POD                  | mmol/L | 1.18    | 10%   | <5       | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。