

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B79CE	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：31B79CE					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi\Hitachi Systems Hitachi \ Bromocresol green	g/L	50.6	12.3%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.8	11.9%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	265	5.4%	<5	106
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	232	9.9%	21	617
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	392	12%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	590	10%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	23.6	1.2%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	214	7.9%	<5	100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	220	4.4%	21	588
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	248	11.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	244	10%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	57.3	6.1%	<5	105
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.1	5.1%	21	597
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	54.9	0.6%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	61	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	55	12.9%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.42	11.4%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.69	4.3%	21	614
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.73	12.1%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche Hitachi\Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	232	0.9%	5	123
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Roche Hitachi\Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2080	11.7%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	299	10.8%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	357	5.8%	21	608
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/dL	388	1.4%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	417	11.9%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	485	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	65.8	11.2%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1940	5.2%	<5	105
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1988	4.7%	21	590
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/dL	1996	1.3%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2290	11.5%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1890	10%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	235	5.7%	<5	107

REF	521-3	6×3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B79CE	更新日期：	2024-05
2 / 2								

		批号：31B79CE			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	239	3.9%	21	593
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	272	12%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	491	10%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	5.02	12%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.07	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.519	2.7%	20	540
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	g/L	0.52	2.5%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.55	12.7%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.604	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.434	12.1%	<5	<100
Beckman AU series DiaSys \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.502	2.8%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	9.82	12.1%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.46	10.8%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	6.2%	21	611
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	122	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	83.2	10.9%	<5	<100
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.47	11.2%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mg/dL	349	0.8%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	378	2.4%	10	271
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	388	11.8%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	379	11.8%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.09	11.9%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	211	10.3%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	6540	6.9%	<5	184
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5513	2.3%	20	540
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	ng/mL	5955	1.1%	<5	<100
KHB Polaris i2400 KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5060	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6650	10.6%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5480	12.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。