

REF	581-3	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	3770758	更新日期：	2024-04
								1 / 3

		批号：3770758			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	U/L	359	10%	<5	<100
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	38.9	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Bromocresol green	g/L	36.4	10%	<5	<100
(ALP)碱性磷酸酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ Rate -AMP buffer	U/L	264	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	309	10%	<5	<100
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ UV-rate with P5P	U/L	115	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	117	10%	<5	<100
(AMY)淀粉酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ PNP-G7	U/L	281	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	269	10%	<5	<100
(Apo-A I)载脂蛋白A I					
Mindray CL-8000i Mindray \ immunoturbidimetric	g/L	2.01	10%	<5	<100
(Apo-B)载脂蛋白B					
Mindray CL-8000i Mindray \ immunoturbidimetric	g/L	0.76	10%	<5	<100
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ UV-rate with P5P	U/L	150	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	142	10%	<5	<100
(Ca)钙					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	2.51	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Arsenazo III	mmol/L	2.32	10%	<5	<100
(CHE)胆碱酯酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ Butyrylthiocholine Method	U/L	6535	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ DTNB	U/L	6998	10%	<5	<100
(CHOL/ TC)总胆固醇					
Mindray CL-8000i Mindray \ Cholesterol oxidase	mmol/L	3.78	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	3.47	10%	<5	<100
(CK)肌酸激酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ Rate -AMP buffer	U/L	412	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	448	10%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Mindray CL-8000i Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	23.9	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immune suppression	U/L	31.1	10%	<5	<100
(Cl)氯					
Mindray CL-8000i Mindray \ ISE (direct)	mmol/L	89	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	88	10%	<5	<100
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electrode	mmol/L	11.6	10%	<5	<100
(Cr)肌酐					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	268	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Enzymatic	μmol/L	272	10%	<5	<100
(Cu)铜					
Beckman AU series Beckman Coulter \ ICP-MS	μmol/L	16.1	10%	<5	<100

REF	581-3	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	3770758	更新日期：	2024-04
2 / 3								

		批号：3770758			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(DBIL)直接胆红素					
Mindray CL-8000i Mindray \ Vanadate	μmol/L	24.9	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	24.6	10%	<5	<100
(Fe)铁					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	20.9	10%	<5	<100
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶					
Mindray CL-8000i Mindray \ dry chemistry	U/L	112	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L	117	10%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	9.9	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Glucose oxidase (GOD)	mmol/L	9.82	10%	<5	<100
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.18	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Enzymatic	mmol/L	0.9	10%	<5	<100
(K)钾					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	5	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ ISE (direct)	mmol/L	4.93	10%	<5	<100
(LA)乳酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	2.36	10%	<5	<100
(LDH)乳酸脱氢酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	349	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	309	10%	<5	<100
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇					
Mindray CL-8000i Mindray \ Enzymatic	mmol/L	2.47	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	2.14	10%	<5	<100
(Li)锂					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Colorimetry	mmol/L	1.12	10%	<5	<100
(LIP)脂肪酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	41.6	10%	<5	<100
(Mg)镁					
Mindray CL-8000i Mindray \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.05	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.04	10%	<5	<100
(Na)钠					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	126	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ ISE (direct)	mmol/L	126	10%	<5	<100
(P)磷					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	1.94	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Phosphomolybdate-UV-end point	mmol/L	1.69	10%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Mindray CL-8000i Mindray \ Biuret-endpoint	g/L	57.1	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	55.7	10%	<5	<100
(TBA)总胆汁酸					
Mindray CL-8000i Mindray \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	33.9	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	47.1	10%	<5	<100
(TBIL)总胆红素					
Mindray CL-8000i Mindray \ Vanadate	μmol/L	61.2	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization	μmol/L	68.7	10%	<5	<100

REF	581-3	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	3770758	更新日期：	2024-04
3 / 3								

		批号：3770758			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(TG)甘油三酯					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Free glycerol removed	mmol/L	1.51	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ GPO-POD	mmol/L	1.33	10%	<5	<100
(UA)尿酸					
Mindray CL-8000i Mindray \ Uricase colorimetry	μmol/L	311	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	356	10%	<5	<100
(Urea)尿素					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	12.9	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Urease-UV-rate	mmol/L	11.8	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。