

REF	500-1 6x3mL	EXP 2024-06-28	LOT 2FB1FCA	更新日期: 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(FT3)游离T3	(TT4)总T4
(FT4)游离T4	(TSH)促甲状腺素	(Cortisol)皮质醇
(FSH)促卵泡刺激素	(LH)促黄体生成素	(PROG)孕酮
(PRL)催乳素	(TES)睾酮	(E2)雌二醇
(C-P)C-肽	(FA)叶酸	(INS)胰岛素
(VB12)维生素B12	(IgG)免疫球蛋白 IgG	(IgM)免疫球蛋白 IgM
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基
(HGH)人生长激素	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB1FCA	更新日期:	2025-03
								2 / 3

		批号: 2FB1FCA		
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D				
Roche cobas E601/602	ng/mL	3.01	2.29-3.73	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	7.5	5.7-9.3	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
(Cortisol)皮质醇				
Roche cobas E601/602	ng/mL	39.6	30.1-49.1	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	37.3	35.7-38.9	
Lifotronic ecl Series				
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(C-P)C-肽				
Roche cobas E601/602	ng/mL	1.11	0.84-1.38	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.27	1.18-1.36	
Lifotronic ecl Series				
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(E2)雌二醇				
Roche cobas E601/602	pmol/L	186	141-231	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	183	175-191	
Lifotronic ecl Series				
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(FA)叶酸				
Roche cobas E601/602	ng/mL	2.03	1.54-2.52	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.1	1.91-2.29	
Lifotronic ecl Series				
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(FSH)促卵泡刺激素				
Lifotronic ecl Series	IU/L	3.57	3.48-3.66	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.81	2.9-4.72	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
(FT3)游离T3				
Lifotronic ecl Series	pmol/L	3.46	3.23-3.69	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	3.53	2.68-4.38	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
GeteinBiotech MAGICL Series	pmol/L	5.35	5.11-5.59	
Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(FT4)游离T4				
Lifotronic ecl Series	pmol/L	15.5	14.3-16.7	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	16.4	12.5-20.3	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
GeteinBiotech MAGICL Series	pmol/L	18.6	17.7-19.5	
Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(hCG)人绒毛膜促性腺激素				
Lifotronic ecl Series	IU/L	4.17	3.88-4.46	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				
(HGH)人生长激素				
Roche cobas E601/602	µg/L	2.24	1.7-2.78	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Beckman Immage 800	mg/dL	22.5	17.1-27.9	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Beckman Immage 800	mg/dL	257	195-319	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Beckman Immage 800	mg/dL	5.18	3.94-6.42	
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)				
(INS)胰岛素				
Lifotronic ecl Series	mIU/L	7.27	6.64-7.9	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	7.34	5.58-9.1	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
(LH)促黄体生成素				
Lifotronic ecl Series	IU/L	4.61	4.4-4.82	
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.95	3.76-6.14	
Roche cobas E601/602				
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)				
(PRL)催/ 泌乳素				
Roche cobas E601/602	ng/mL	9.03	6.86-11.2	
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.71	7.79-9.63	
Lifotronic ecl Series				
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)				

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-06-28	LOT	2FB1FCA	更新日期:	2025-03
								3 / 3

(PROG)孕酮			
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.626	0.476-0.776
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.568	0.462-0.674
(TES)睾酮			
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.608	0.468-0.748
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.646	0.491-0.801
(TSH)促甲状腺素			
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.28	0.137-0.423
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	0.26	0.198-0.322
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
GeteinBiotech MAGICL Series			
Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.24	1.22-1.26
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.49	1.13-1.85
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.39	1.25-1.53
(TT4)总T4			
maglumi system			
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	80.6	74.5-86.7
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.25	6.84-7.66
GeteinBiotech MAGICL Series			
Getein Biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	57.7	54.5-60.9
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	76.8	58.4-95.2
(VB12)维生素B12			
Lifotronic ecl Series			
Lifotronic \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	183	176-190
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	186	141-231
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	0.003-0.005

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。