



REF	780-A	6×1mL	EXP	2024-07-28	LOT	4A65F2F	更新日期：	2023-02
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(HBsAg)乙肝表面抗原		



REF	780-A	6×1mL	EXP	2024-07-28	LOT	4A65F2F	更新日期：	2023-02
2 / 2								

		批号：4A65F2F	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(HBsAg)乙肝表面抗原			
J&J Vitros ECL Ortho \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	Sample/Cu toff	4.38	3.4-5.36
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	Sample/Cu toff	3.38	2.52-4.24
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	3.93	3.09-4.77
Manual InTec \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	0.717	0.477-0.957