



REF	680-2	Level 2 6×10mL	EXP	2023-12-28	LOT	40DEFB9	更新日期：	2022-02
				批号 40DEFB9				
项目\仪器\试剂\方法								
(PH)PH								
Dirui Fus-200/100				6.0 ~ 7.5				
Dirui H12-MA \ Strips								
葡萄糖								
Dirui Fus-200/100				+ ~ 3+				
Dirui H12-MA \ Strips								
白蛋白								
Dirui Fus-200/100				+ ~ 3+				
Dirui H12-MA \ Strips								
潜血								
Dirui Fus-200/100				+ ~ 3+				
Dirui H12-MA \ Strips								
胆红素								
Dirui Fus-200/100				+ ~ 2+				
Dirui H12-MA \ Strips								
酮体								
Dirui Fus-200/100				-/+ ~ +				
Dirui H12-MA \ Strips								
亚硝酸盐								
Dirui Fus-200/100				+				
Dirui H12-MA \ Strips								
尿胆原								
Dirui Fus-200/100				-				
Dirui H12-MA \ Strips								
比重								
Dirui Fus-200/100				1.010 ~ 1.020				
Dirui H12-MA \ Strips								
白细胞								
Dirui Fus-200/100				+ ~ 3+				
Dirui H12-MA \ Strips								
(PH)PH								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				7.0 ~ 8.5				
Roche ChemStrip \ Strips								
葡萄糖								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
白蛋白								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
潜血								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				-/+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
胆红素								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				-/+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
酮体								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
亚硝酸盐								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+				
Roche ChemStrip \ Strips								
尿胆原								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								
比重								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				1.015 ~ 1.025				
Roche ChemStrip \ Strips								
白细胞								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion				+ ~ 2+				
Roche ChemStrip \ Strips								

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 680-2	Level 2 6×10mL	EXP 2023-12-28	LOT 40DEFB9	更新日期： 2022-02
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

			批号 40DEFB9
项目\仪器\试剂\方法			
(PH)PH			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			7.0 ~ 8.0
葡萄糖			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 3+
白蛋白			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
潜血			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
胆红素			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
酮体			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +
亚硝酸盐			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+
尿胆原			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +
比重			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			1.010 ~ 1.025
白细胞			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+

(PH)PH			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			7.0-8.5
葡萄糖			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+
白蛋白			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
潜血			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
胆红素			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-/+ ~ +
酮体			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
亚硝酸盐			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-
尿胆原			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
比重			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			1.10-1.025
白细胞			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+



REF 680-2	Level 2 6×10mL	EXP 2023-12-28	LOT 40DEFB9	更新日期： 2022-02
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

(PH)PH			批号 40DEFB9
Sysmex UC Sysmex \ Strips			7.0-8.5
葡萄糖			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+
白蛋白			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+
潜血			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+
胆红素			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+
酮体			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+
亚硝酸盐			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+
尿胆原			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+
比重			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			1.10-1.025
白细胞			
Sysmex UC Sysmex \ Strips			+ ~ 3+

项目\仪器\试剂\方法	单位			均值	+ / - 2 SD
(UCAST)尿沉渣管型					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				May Be Present
(UEC)尿沉渣上皮细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				May Be Present
(URBC)尿沉渣红细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)			50	15 - 70
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				10 - 70
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				10 - 70
(UWBC)尿沉渣白细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)			55	25 - 75
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				20 - 80
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				10 - 75

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。