



REF	551-3	6×1mL	EXP	2024-11-20	LOT	3493FCF	更新日期：	2022-06
1 / 1								

批号：3493FCF			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	116	92-140
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	135	107-163
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	131	102-160
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	123	96.5-150
(FE3/uE3)游离雌三醇			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.36	4.26-6.46
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.54	6.82-10.3
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.26	3.45-5.07
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Electro chemi luminescence (ECL)	ng/mL	99.6	79.8-119
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	8540	6740-10300
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	8390	6610-10100
(PAPP-A)妊娠相关血浆蛋白-A			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	974	778-1170
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	0.956	0.758-1.15
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	2.19	1.67-2.71
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	8960	7160-10700

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。