

REF	670-1	6×1mL	EXP	2023-05-12	LOT	3FE85AB	更新日期：	2021-01
1 / 1								

批号：3FE85AB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series	Seconds	33.9	27.3-40.5
IL \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	32.4	26-38.8
Dedicated \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	33.5	27.1-39.9
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CS 5100	Seconds	32.6	26.4-38.8
Siemens \ Light scattering			
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series	%	92.6	74.8-110
Dedicated \ Nephelometry			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	93.8	76.2-111
Siemens \ Nephelometry			
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series	g/L	3.68	2.94-4.42
IL \ Light scattering			
Stago STA series	g/L	3.79	3.03-4.55
Dedicated \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	3.56	3-4.12
Siemens \ Light scattering			
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series	Seconds	12.4	10-14.8
IL \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	12.6	10.2-15
Dedicated \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	12.3	9.9-14.7
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CS 5100	Seconds	12.4	10-14.8
Siemens \ Light scattering			
(TT)凝血酶时间			
IL ACL series	Seconds	15.8	12.6-19
IL \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	18.3	14.9-21.7
Dedicated \ Light scattering			
Sysmex CS 5100	Seconds	17.3	13.9-20.7
Dedicated \ Light scattering			

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。