

REF

540-3

6×3mL

EXP

2026-09-23

LOT

3387751

更新日期： 2022-12

1 / 6

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFP)甲胎蛋白	(ALD)醛固酮
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(CA 125)糖类抗原 125
(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CEA)癌胚抗原
(CK)肌酸激酶	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Cortisol)皮质醇
(C-P)C-肽	(DGXN)地高辛	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(E2)雌二醇	(EPO)促红细胞生成素	(FA)叶酸
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(FSH)促卵泡刺激素
(FT3)游离T3	(FT4)游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(HCY)同型半胱氨酸	(HGH)人生长激素	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(Myo / Mb)肌红蛋白	(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(PRL)催乳素
(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原	(PTH)甲状旁腺素
(TES)睾酮	(Tg)甲状腺球蛋白	(TnT)肌钙蛋白T
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(TT4)总T4
(VB12)维生素B12	(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

540-3

6×3mL

EXP

2026-09-23

LOT

3387751

更新日期： 2022-12

2 / 6

批号：3387751			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	177	135-219
(AFP)甲胎蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	220	167-273
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	258	196-320
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	232	176-288
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	235	179-291
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	193	147-239
(ALD)醛固酮			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	5410	4110-6700
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	18.3	13.9-22.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	29	22-36
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	29.2	22.2-36.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	13.9	10.6-17.2
(CA 125)糖类抗原 125			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	97.3	74-121
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	168	128-208
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	132	100-164
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	77.6	59-96.2
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	81.9	62.2-102
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	107	81.3-133
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	79.5	60.4-98.6
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	195	148-242
(CEA)癌胚抗原			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	31.9	24.2-39.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	24.5	18.6-30.4
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	43.4	33-53.8
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.6	16.4-26.8
(CK)肌酸激酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease-UV-rate	U/L	118	89.6-146
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	27.9	21.2-34.6
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	29.8	22.6-37

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2026-09-23	LOT	3387751	更新日期：	2022-12
3 / 6								

Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	47.3	36-58.6
(Cortisol)皮质醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	368	280-456
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	324	246-402
(C-P)C-肽			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.21	2.44-3.98
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.72	2.83-4.61
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.01	2.29-3.73
(DGXN)地高辛			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.02	3.06-4.98
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9970	7570-12300
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9370	7110-11600
(E2)雌二醇			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1480	1120-1830
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1860	1410-2300
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1470	1110-1820
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1520	1150-1880
(EPO)促红细胞生成素			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	150	114-186
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.3	9.34-15.3
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	452	343-561
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	424	322-526
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10	7.6-12.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.46	6.43-10.5
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.93	7.55-12.3
(FSH)促卵泡刺激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	58.4	44.4-72.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	57.3	43.6-71
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	66.3	50.4-82.2
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	46	35-57
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.6	30.1-49.1
(FT3)游离T3			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	22.6	17.2-28
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	26.9	20.5-33.3

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2026-09-23	LOT	3387751	更新日期：	2022-12
4 / 6								

Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	20.1	15.3-24.9
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	12	9.12-14.9
(FT4)游离T4			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	37.5	28.5-46.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	56.5	42.9-70.1
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	49.3	37.5-61.1
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	41.2	31.3-51.1
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	621	472-770
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	40	30.4-49.6
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μmol/L	40.7	30.9-50.5
(HGH)人生长激素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	9.76	7.42-12.1
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	254	193-315
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	276	210-342
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	204	155-253
(INS)胰岛素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	98.6	74.9-122
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	127	96.5-158
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	119	90.4-148
(LH)促黄体生成素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	43.9	33.4-54.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	57	43.3-70.7
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	73.2	55.6-90.8
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	48	36.5-59.5
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	78.9	60-97.8
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	292	222-362
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	2230	1690-2760
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	262	199-325
(PRL)催/ 泌乳素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.8	27.2-44.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	37.3	28.4-46.2
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.4	23.1-37.7

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2026-09-23	LOT	3387751	更新日期：	2022-12
5 / 6								

Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	38.6	29.3-47.9
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.1	22.1-36.1
(PROG)孕酮			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.7	13.5-21.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	24.4	18.5-30.3
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.3	13.2-21.4
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	24.7	18.8-30.6
(PSA)前列腺特异性抗原			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.9	15.1-24.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.6	17.2-28
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.1	15.3-24.9
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	28.8	21.9-35.7
(PTH)甲状旁腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	194	147-241
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	247	188-306
(TES)睾酮			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.16	1.64-2.68
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.57	1.95-3.19
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.02	2.3-3.74
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.52	2.67-4.37
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.4	8.66-14.1
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2	1.52-2.48
(TSH)促甲状腺素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	26.2	19.9-32.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	35.8	27.2-44.4
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	29.7	22.6-36.8
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	29.2	22.2-36.2
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.71	2.82-4.6
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.57	1.95-3.19
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	186	141-231
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	173	132-214
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	910	692-1120

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	540-3	6×3mL	EXP	2026-09-23	LOT	3387751	更新日期：	2022-12
6 / 6								

Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	986	749-1220
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2.8	2.13-3.47
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	2.84	2.16-3.52
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	527	400-654
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	417	317-517

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。