



REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-12-06	LOT	40340F9	更新日期：	2023-02
1 / 3								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶III	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(F II)二因子	(F IX)九因子
(F V)五因子	(F VII)七因子	(F VIII)八因子
(F X)十因子	(F XI)十一因子	(F XII)十二因子
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(FIB)纤维蛋白原	(Plasminogen)纤溶酶原
(Protein C)蛋白C	(Protein S)蛋白S	(PT INR)PT国际标准化比值
(PT)血浆凝血酶原时间	(TT)凝血酶时间	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-12-06	LOT	40340F9	更新日期：	2023-02
								2 / 3

批号：40340F9			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Werfen ACL series	Seconds	53.5	40.8-66.2
Werfen \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	56.6	43.2-70
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	60.6	46.2-75
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	76.8	58.6-95
Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	81.8	62.4-101
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering			
Sysmex CS 5100	Seconds	60.9	46.4-75.4
Siemens \ Light scattering			
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series	%	36.4	27.8-45
Werfen \ Nephelometry			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	38.4	29.3-47.5
Siemens \ Nephelometry			
Sysmex CS 5100	%	42.9	32.7-53.1
Siemens \ Nephelometry			
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Werfen ACL series	mg/L	0.91	0.694-1.13
Werfen \ Nephelometry			
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series	mg/L	1.75	1.33-2.17
Stago \ Latex agglutination (LA)			
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L	3.39	2.58-4.2
Siemens \ Nephelometry			
Sysmex CS 5100	mg/L	3.47	2.64-4.3
Siemens \ Nephelometry			
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.172	0.131-0.213
Siemens \ Light scattering			
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.141	0.107-0.175
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	11.8	8.99-14.6
Siemens \ Light scattering			
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.434	0.331-0.537
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	38	29-47
Siemens \ Light scattering			
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.192	0.146-0.238
Siemens \ Light scattering			
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.454	0.346-0.562
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	31.4	23.9-38.9
Siemens \ Light scattering			
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.232	0.177-0.287
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	14	10.7-17.3
Siemens \ Light scattering			
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.273	0.208-0.338
Siemens \ Light scattering			
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.404	0.308-0.5
Siemens \ Light scattering			
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100	mg/L	10.4	7.93-12.9
Siemens \ Nephelometry			
(FIB)纤维蛋白原			
Werfen ACL series	g/L	1.87	1.43-2.31
Werfen \ Light scattering			
Stago STA series	g/L	2.13	1.62-2.64
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	1.93	1.47-2.39
Siemens \ Light scattering			
Sysmex CS 5100	g/L	2.05	1.56-2.54
Siemens \ Light scattering			

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-12-06	LOT	40340F9	更新日期：	2023-02
								3 / 3

(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.454	0.346-0.562
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.465	0.355-0.575
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	49.9	38-61.8
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.343	0.261-0.425
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	31.3	23.9-38.7
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	2.73	2.08-3.38
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	3.09	2.36-3.82
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.63	2.01-3.25
Sysmex CS 5100 Siemens \ Calculate	INR	2.8	2.13-3.47
(PT)血浆凝血酶原时间			
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	33.9	25.8-42
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	31.4	23.9-38.9
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	29.1	22.2-36
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	31.5	24-39
(TT)凝血酶时间			
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	16.1	12.3-19.9

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。