



REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-09-01	LOT	40340F7	更新日期：	2023-02
1 / 3								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶III	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(F II)二因子	(F IX)九因子
(F V)五因子	(F VII)七因子	(F VIII)八因子
(F X)十因子	(F XI)十一因子	(F XII)十二因子
(FIB)纤维蛋白原	(Plasminogen)纤溶酶原	(Protein C)蛋白C
(Protein S)蛋白S	(PT INR)PT国际标准化比值	(PT)血浆凝血酶原时间
(TT)凝血酶时间		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

673-2

6×1mL

EXP

2023-09-01

LOT

40340F7

更新日期： 2023-02

2 / 3

批号：40340F7			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	Seconds	53	40.3-65.7
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	56	42.6-69.4
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering	Seconds	76	57.8-94.2
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering	Seconds	60	45.6-74.4
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering	Seconds	81	61.6-100
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	%	36	27.4-44.6
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	%	38	28.9-47.1
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	mg/L	0.901	0.685-1.12
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series			
Stago \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.73	1.31-2.15
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.36	2.55-4.17
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.17	0.129-0.211
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.14	0.106-0.174
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.43	0.327-0.533
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.19	0.144-0.236
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.45	0.342-0.558
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.23	0.175-0.285
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.27	0.205-0.335
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.4	0.304-0.496
(FIB)纤维蛋白原			
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	g/L	1.85	1.41-2.29
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	g/L	2.11	1.6-2.62
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	g/L	1.91	1.45-2.37
(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.45	0.342-0.558
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.46	0.35-0.57
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.34	0.258-0.422
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series			
Werfen \ Calculate	INR	2.7	2.05-3.35
Stago STA series			
Stago \ Calculate	INR	3.06	2.33-3.79
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Calculate	INR	2.6	1.98-3.22

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-09-01	LOT	40340F7	更新日期：	2023-02
3 / 3								

(PT)血浆凝血酶原时间			
Werfen ACL series	Seconds	33.6	25.5-41.7
Werfen \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	28.8	21.9-35.7
Siemens \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	31.1	23.6-38.6
Stago \ Magnetic Beads			
(TT)凝血酶时间			
Sysmex CS 5100	Seconds	16.1	12.5-19.7
Siemens \ Light scattering			

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。