

REF	581-2	6×5mL	EXP	2024-09-22	LOT	376DF7D	更新日期：	2021-10
1 / 4								

批号：376DF7D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Beckman AU series	g/L	70	56-84
Beckman Coulter \ Bromocresol green			
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	67.8	51.5-84.1
Roche \ Bromocresol green			
(ALP)碱性磷酸酶			
Beckman AU series	U/L	302	242-362
Beckman Coulter \ Rate -AMP buffer			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	288	219-357
Roche \ Rate -AMP buffer			
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	138	105-171
Roche \ UV with P5P			
Beckman AU series	U/L	152	122-182
Beckman Coulter \ UV with P5P			
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	355	270-440
Roche \ PNP-G7			
Beckman AU series	U/L	364	291-437
Beckman Coulter \ Iodine colorimetry			
(Apo-A I)载脂蛋白A I			
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	2.21	1.68-2.74
SekiSui \ immunoturbidimetric			
(Apo-B)载脂蛋白B			
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	1.06	0.806-1.31
SekiSui \ immunoturbidimetric			
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶			
Beckman AU series	U/L	239	191-287
Beckman Coulter \ UV without P5P			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	208	158-258
Roche \ UV with P5P			
(Ca)钙			
Roche cobas 4000/6000/8000	mmol/L	3.2	2.43-3.97
Roche \ BAPTA			
Beckman AU series	mmol/L	3.09	2.47-3.71
Beckman Coulter \ BAPTA			
(CHOL/ TC)总胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000	mmol/L	5.78	4.39-7.17
Roche \ Cholesterol oxidase			
Beckman AU series	mmol/L	5.44	4.35-6.53
Beckman Coulter \ Cholesterol oxidase			
(CK)肌酸激酶			
Beckman AU series	U/L	288	230-346
Beckman Coulter \ Urease-UV-rate			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	277	210-344
Roche \ Rate -AMP buffer			
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000	U/L	46.3	35.2-57.4
Roche \ Immune suppression			
Beckman AU series	U/L	50	40-60
Beckman Coulter \ Immune suppression			
(Cl)氯			
Beckman AU series	mmol/L	124	99.2-149
Beckman Coulter \ ISE (direct)			
Roche cobas 4000/6000/8000	mmol/L	128	97.3-159
Roche \ ISE (indirect)			
(Cr)肌酐			
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	282	214-350
Roche \ Enzymatic			
Beckman AU series	μmol/L	265	212-318
Beckman Coulter \ Enzymatic			
(CRP)C反应蛋白			
Beckman Immage 800	mg/dL	0.388	0.294-0.482
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(Cu)铜			
Beckman AU series	μmol/L	31.9	25.5-38.3
Beckman Coulter \ ICP-MS			
(DBIL)直接胆红素			
Beckman AU series	μmol/L	16.1	12.9-19.3
Beckman Coulter \ Diazotization -Blank Compensation			
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	18.9	14.4-23.4
Roche \ Diazotization -Blank Compensation			
(DGXN)地高辛			
Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	2.25	1.8-2.7
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			

REF	581-2	6×5mL	EXP	2024-09-22	LOT	376DF7D	更新日期：	2021-10
2 / 4								

批号：376DF7D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.75	2.09-3.41
(E2)雌二醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	253	192-314
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.28	0.972-1.59
(Fe)铁			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	34.1	25.9-42.3
Beckman AU series Beckman Coulter \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	35.4	28.3-42.5
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	85.1	64.7-106
(FT3)游离T3			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	3.06	2.33-3.79
(FT4)游离T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	18.3	13.9-22.7
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ γ-glutamyl -4-nitroaniline	U/L	145	116-174
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L	142	108-176
(GLDH)谷氨酸脱氢酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ DGKC	U/L	9	7.2-10.8
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Colorimetry	U/L	9.6	7.3-11.9
(GLU)葡萄糖			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Dehydrogenase	mmol/L	10.6	8.48-12.7
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	10.4	7.92-12.9
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	23.7	18-29.4
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.57	1.19-1.95
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	mmol/L	1.53	1.22-1.84
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.31	2.52-4.1
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	16.4	12.5-20.3
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.66	1.26-2.06
(K)钾			
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (direct)	mmol/L	5.9	4.72-7.08
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	5.9	4.48-7.32
(LA)乳酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	6.02	4.58-7.46
Beckman AU series Beckman Coulter \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	6.01	4.81-7.21
(LDH)乳酸脱氢酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	333	253-413
Beckman AU series Beckman Coulter \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	322	258-386
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	mmol/L	3.53	2.82-4.24

REF	581-2	6×5mL	EXP	2024-09-22	LOT	376DF7D	更新日期：	2021-10
3 / 4								

批号：376DF7D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	3.77	2.87-4.67
(Li)锂			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Colorimetry	mmol/L	1.93	1.54-2.32
(LIP)脂肪酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Glucose oxidase (GOD)	U/L	101	80.8-121
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	90.2	68.6-112
(Mg)镁			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Xyldyl Blue	mmol/L	1.45	1.16-1.74
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Xyldyl Blue	mmol/L	1.48	1.12-1.84
(Na)钠			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	155	118-192
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	154	123-185
(NEFA)游离脂肪酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ ACS - ACOD	mmol/L	0.83	0.631-1.03
(P)磷			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	2.96	2.37-3.55
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	3.07	2.33-3.81
(PAMY)胰淀粉酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	U/L	202	162-242
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Biuret-endpoint	g/L	98.1	78.5-118
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	99.1	75.3-123
(PROG)孕酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.69	1.29-2.09
(TBA)总胆汁酸			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	80.1	64.1-96.1
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	74.8	56.8-92.8
(TBIL)总胆红素			
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Diazotization	μmol/L	72.8	55.3-90.3
Beckman AU series Beckman Coulter \ Diazotization	μmol/L	68.2	54.6-81.8
(TES)睾酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.75	2.09-3.41
(TG)甘油三酯			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ GPO-POD	mmol/L	4.95	3.96-5.94
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Free glycerol removed	mmol/L	4.85	3.69-6.01
(THEO)茶碱			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/mL	23.6	18.9-28.3
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	434	330-538
(TSH)促甲状腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	2.28	1.73-2.83
(TT3)总三碘甲状原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	1.1	0.836-1.36

REF	581-2	6×5mL	EXP	2024-09-22	LOT	376DF7D	更新日期：	2021-10
4 / 4								

批号：376DF7D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	114	86.6-141
(UA)尿酸			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Uricase colorimetry	μmol/L	666	533-799
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	650	494-806
(UIBC)不饱和铁结合力			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	60.4	45.9-74.9
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	53.6	42.9-64.3
(Urea)尿素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	14.2	10.8-17.6
Beckman AU series Beckman Coulter \ Urease-UV-rate	mmol/L	13.8	11-16.6
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	516	392-640
(Zn)锌			
Beckman AU series Beckman Coulter \ ICP-MS	μmol/L	43.6	34.9-52.3

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。