

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-01-01	<b>LOT</b> 336C999	更新日期： 2022-06 1 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
批号：336C999			
<b>(25-OH-Vit D)25羟基维生素D</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	88.1	67-109
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	144	109-179
<b>(ALD)醛固酮</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	3200	2430-3960
<b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.3	57.2-93.4
<b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	32.6	24.8-40.4
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	50.8	38.6-63
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	46.9	35.6-58.2
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	45.6	34.7-56.5
<b>(CEA)癌胚抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.81	6.7-10.9
<b>(CK)肌酸激酶</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease-UV-rate	U/L	86.5	65.7-107
<b>(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	15.4	11.7-19.1
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.3	9.35-15.3
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	243	185-301
<b>(C-P)C-肽</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.27	1.73-2.81
<b>(DGXN)地高辛</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.43	1.85-3.01
<b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6740	5120-8350
<b>(E2)雌二醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1020	774-1260
<b>(EPO)促红细胞生成素</b>			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	38.8	29.5-48.1
<b>(FA)叶酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.71	5.1-8.32
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	188	143-233

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-01-01	<b>LOT</b> 336C999	更新日期： 2022-06 2 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
批号：336C999			
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.46	4.15-6.77
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	25.4	19.3-31.5
<b>(FT3)游离T3</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12.3	9.35-15.3
<b>(FT4 )游离T4</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	33.5	25.5-41.5
<b>(HCY)同型半胱氨酸</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	21.5	16.3-26.7
<b>(HGH)人生长激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.12	3.13-5.11
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunosubidimetry (ITA)	IU/mL	82.4	62.6-102
<b>(IGF1)胰岛素生长因子1</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	236	179-293
<b>(INS)胰岛素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	32.4	24.6-40.2
<b>(LH)促黄体生成素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.3	16.2-26.4
<b>(Myo / Mb)肌红蛋白</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	125	95-155
<b>(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1180	897-1460
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	139	106-172
<b>(PRL)催/ 泌乳素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	13.3-21.7
<b>(PROG)孕酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.4	8.67-14.1
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.5	11-18
<b>(PTH)甲状旁腺素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	69.2	52.6-85.8
<b>(TES)睾酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.499	0.379-0.619
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.35	7.11-11.6
<b>(TnI)肌钙蛋白I</b>			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.371	0.282-0.46

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-01-01	<b>LOT</b> 336C999	更新日期： 2022-06 3 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：336C999				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(TnT)肌钙蛋白T</b>				
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	0.851-1.39	
<b>(TSH)促甲状腺素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.8	8.21-13.4	
<b>(TT3)总三碘甲状原氨酸</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.55	1.94-3.16	
<b>(TT4)总T4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	177	135-219	
<b>(VB12)维生素B12</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	759	577-941	
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.21	0.92-1.5	
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	135	103-167	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。