



REF	540-3	6×3mL	EXP	2027-05-18	LOT	33877B1	更新日期：	2023-11
1 / 4								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFP)甲胎蛋白
(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体
(ASD)雄烯二酮	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CEA)癌胚抗原	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(DGXN)地高辛
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(E2)雌二醇	(EPO)促红细胞生成素
(FA)叶酸	(Ferritin)铁蛋白	(FSH)促卵泡刺激素
(FT3)游离T3	(FT4)游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(HCY)同型半胱氨酸	(HGH)人生长激素	(HS-CTnI) (高) 超敏肌钙蛋白I
(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素
(LH)促黄体生成素	(MetyA)甲基丙二酸	(Myo / Mb)肌红蛋白
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(PRL)催/ 泌乳素	(PROG)孕酮
(PSA)前列腺特异性抗原	(PTH)甲状旁腺素	(TES)睾酮
(THEO)茶碱	(TnT)肌钙蛋白T	(TSH)促甲状腺素
(VB12)维生素B12	(Vit D3)维生素D3	(β2M)β-2-微球蛋白

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2027-05-18	LOT	33877B1	更新日期：	2023-11
2 / 4								

批号：33877B1			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
Agilent aglient \ High performance liquid chromatography (HPLC)	ng/mL	5.38	4.3-6.46
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	170	136-204
(AFP)甲胎蛋白			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	236	189-283
(ALD)醛固酮			
Agilent aglient \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	367	294-440
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	18.2	13.8-22.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	28.9	21.9-35.9
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	29.1	22.1-36.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	13.9	10.6-17.2
(ASD)雄烯二酮			
Agilent aglient \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.96	4.77-7.15
(CA 125)糖类抗原 125			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	160	128-192
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	84.7	67.8-102
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	82.4	65.9-98.9
(CEA)癌胚抗原			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.3	33.8-50.8
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	45.3	36.2-54.4
(Cortisol)皮质醇			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	324	259-389
(C-P)C-肽			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.45	2.76-4.14
(DGXN)地高辛			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.2	2.56-3.84
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	9350	7470-11200
(E2)雌二醇			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1730	1380-2070
(EPO)促红细胞生成素			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	132	106-158

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2027-05-18	LOT	33877B1	更新日期：	2023-11
3 / 4								

(FA)叶酸			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16	12.8-19.2
(Ferritin)铁蛋白			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	443	354-532
(FSH)促卵泡刺激素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	44	35.2-52.8
(FT3)游离T3			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	21.5	17.2-25.8
(FT4)游离T4			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	47.9	38.3-57.5
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	538	430-646
(HCY)同型半胱氨酸			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	µmol/L	40.4	32.3-48.5
(HGH)人生长激素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	8.4	6.72-10.1
(HS-CTnI) (高) 超敏肌钙蛋白I			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.74	3.79-5.69
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/mL	295	236-354
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	18.1	14.5-21.7
(INS)胰岛素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	119	95.2-143
(LH)促黄体生成素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	50.3	40.2-60.4
(MetyA)甲基丙二酸			
Agilent aglient \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	0.77	0.616-0.924
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	305	244-366
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1970	1570-2360
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	232	186-278
(PRL)催/ 泌乳素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.4	29.1-43.7
(PROG)孕酮			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	24.6	19.7-29.5
(PSA)前列腺特异性抗原			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	22.3	17.8-26.8

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	540-3	6×3mL	EXP	2027-05-18	LOT	33877B1	更新日期：	2023-11
4 / 4								

(PTH)甲状旁腺素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	200	160-240
(TES)睾酮			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.09	2.47-3.71
(THEO)茶碱			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	30.1	24.1-36.1
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.82	1.46-2.18
(TSH)促甲状腺素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	29.6	23.7-35.5
(VB12)维生素B12			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	919	735-1100
(Vit D3)维生素D3			
Waters ACQUITY TQ-S Series Waters \ High performance liquid chromatography (HPLC)	ng/mL	199	159-239
(β2M)β-2-微球蛋白			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	2.97	2.38-3.56

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。