



REF	673-2	6×1mL	EXP	2024-12-06	LOT	403415D	更新日期：	2023-03
1 / 3								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶Ⅲ	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(F II)二因子	(F IX)九因子
(F V)五因子	(F VII)七因子	(F VIII)八因子
(F X)十因子	(F XI)十一因子	(F XII)十二因子
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(FIB)纤维蛋白原	(Plasminogen)纤溶酶原
(Protein C)蛋白C	(Protein S)蛋白S	(PT INR)PT国际标准化比值
(PT)血浆凝血酶原时间	(TT)凝血酶时间	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	673-2	6×1mL	EXP	2024-12-06	LOT	403415D	更新日期：	2023-03
2 / 3								

批号：403415D			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	Seconds	56.9	44.2-69.6
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	60.3	46.9-73.7
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering	Seconds	62.8	48.4-77.2
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering	Seconds	72.9	56.5-89.3
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering	Seconds	82.3	62.9-102
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	Seconds	66.8	52.3-81.3
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	%	36.9	28.3-45.5
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	%	38.8	29.7-47.9
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Nephelometry	%	43.6	33.4-53.8
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	mg/L	0.918	0.702-1.13
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series			
Stago \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.75	1.33-2.17
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.39	2.58-4.2
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.59	2.76-4.42
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.17	0.129-0.211
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.16	0.126-0.194
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	%	11.9	9.09-14.7
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.43	0.327-0.533
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	%	38.5	29.5-47.5
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.21	0.164-0.256
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.46	0.352-0.568
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	%	32.4	24.9-39.9
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.26	0.205-0.315
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	%	14.3	11-17.6
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.29	0.225-0.355
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.42	0.324-0.516
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	10.8	8.33-13.3
(FIB)纤维蛋白原			
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	g/L	1.78	1.4-2.16
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	g/L	2.05	1.61-2.49
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	g/L	1.92	1.54-2.3
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	g/L	2.12	1.63-2.61

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	673-2	6×1mL	EXP	2024-12-06	LOT	403415D	更新日期：	2023-03
3 / 3								

(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.46	0.352-0.568
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.47	0.36-0.58
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	48.6	36.7-60.5
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.34	0.258-0.422
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	32.5	25.1-39.9
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	2.74	2.09-3.39
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	3.19	2.46-3.92
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.62	2-3.24
Sysmex CS 5100 Siemens \ Calculate	INR	2.82	2.15-3.49
(PT)血浆凝血酶原时间			
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	33.6	26-41.2
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	32.5	25.3-39.7
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	29.4	23.6-35.2
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	32.3	24.8-39.8
(TT)凝血酶时间			
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	17.3	13.5-21.1