

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2024-02-22	<b>LOT</b> 336C936	更新日期： 2021-03 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
批号：336C936			
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	134	107-161
<b>(ALD)醛固酮</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	278	222-334
<b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	67.6	54.1-81.1
<b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	33.3	26.6-40
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	52.7	42.2-63.2
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	52.8	42.2-63.4
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	55.7	44.6-66.8
<b>(CEA)癌胚抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.1	8.89-13.3
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	240	192-288
<b>(C-P)C-肽</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.31	1.85-2.77
<b>(DGXN)地高辛</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.08	1.66-2.5
<b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μmol/L	16.1	12.9-19.3
<b>(E2)雌二醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1000	798-1200
<b>(FA)叶酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.94	5.55-8.33
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	190	152-228
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.59	4.47-6.71
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	33.3	26.6-40
<b>(FT3)游离T3</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	13.9	11.1-16.7
<b>(FT4 )游离T4</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	31.5	25.2-37.8

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2024-02-22	<b>LOT</b> 336C936	更新日期： 2021-03 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：336C936				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(HCY)同型半胱氨酸</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	22.8	18.2-27.4	
<b>(HGH)人生长激素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.2	3.36-5.04	
<b>(IGF1)胰岛素生长因子1</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	234	187-281	
<b>(INS)胰岛素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	33.3	26.6-40	
<b>(LH)促黄体生成素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	22.9	18.3-27.5	
<b>(PRL)催/泌乳素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.6	14.9-22.3	
<b>(PROG)孕酮</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.6	9.29-13.9	
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14	11.2-16.8	
<b>(TES)睾酮</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.474	0.38-0.568	
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.1	8.88-13.3	
<b>(TSH)促甲状腺素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	11.7	9.35-14	
<b>(TT3)总三碘甲状原氨酸</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	3.73	2.98-4.48	
<b>(TT4)总T4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	156	125-187	
<b>(VB12)维生素B12</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	718	574-862	
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.36	1.09-1.63	
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	154	123-185	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。